



rudolfstorz[®]

Dermatome | *Dermatomes*





SILVER

1-02-001-01

190 mm – 7½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 4.0 mm
komplett mit 1 auswechselbaren Klinge

*Thickness of graft adjustable 0.1 - 4.0 mm
complete with 1 exchangeable blade*



SILVER

1-02-001-02

43 mm – 1¹¹/₁₆"

Ersatzklinge alleine, nicht steril
Spare blade only, non sterile



SCHINK

1-02-002-01

300 mm – 12"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 2.3 mm
Maximale Schnittbreite 100 mm
komplett mit 1 auswechselbaren Klinge und 2 Hautspannplatten

*Thickness of graft adjustable 0.1 - 2.3 mm
Maximal cutting width 100 mm
complete with 1 exchangeable blade and 2 straightening plates*




SCHINK

1-02-002-02

102 mm – 4"

Ersatzklinge alleine, nicht steril
Spare blade only, non sterile



1-02-007-01

40 – 100 mm

Hautspannplatte alleine, für alle Dermatomes verwendbar
Skin straightening plate only, usable for all dermatomes

**WATSON****1-02-003-01**

300 mm – 12"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 1.5 mm

Maximale Schnittbreite 160 mm

Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (1-02-008-01)

Aluminium-Griff

*Thickness of graft adjustable 0.1 - 1.5 mm**Maximal cutting width 160 mm**Complete with 1 exchangeable blade (1-02-008-01)**Aluminium handle***COBBETT****1-02-004-01**

320 mm – 12½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 1.5 mm

Maximale Schnittbreite 160 mm

Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (1-02-008-01)

Aluminium-Griff

*Thickness of graft adjustable 0.1 - 1.5 mm**Maximal cutting width 160 mm**Complete with 1 exchangeable blade, (1-02-008-01)**Aluminium handle*



HUMBY

1-02-005-01

320 mm – 12½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 1.5 mm
 Maximale Schnittbreite 160 mm
 Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (1-02-008-01)
 Aluminium-Griff

*Thickness of graft adjustable 0.1 - 1.5 mm
 Maximal cutting width 160 mm
 Complete with 1 exchangeable blade (1-02-008-01)
 Aluminium handle*

HUMBY long

1-02-006-03

365 mm – 14½"

Einstellbare Hautlappendicke von 0.1 - 5.0 mm
 Maximale Schnittbreite 200 mm
 Komplett mit 1 auswechselbaren Klinge (1-02-006-02)
 Aluminium-Griff

*Thickness of graft adjustable 0.1 - 5.0 mm
 Maximal cutting width 200 mm
 Complete with 1 exchangeable blade (1-02-006-02)
 Aluminium handle*



1-02-008-01

157 mm – 6³/₁₆"

Ersatzklinge alleine, nicht steril für HUMBY, COBBETT, WATSON
Spare blade only, non sterile for HUMBY, COBBETT, WATSON

1-02-006-02

197 mm – 7³/₄"

Ersatzklinge alleine, nicht steril, nur für HUMBY long
Spare blade only, non sterile, only for HUMBY long

