

rudolfstorz<sup>®</sup>

Rippenspreizer | *Rib Spreaders*







**BAILEY**

**1-10-700-06**

180 mm – 7"

A = 19 mm

**BAILEY GIBBON**

**1-10-700-11**

180 mm – 7"

A = 29 mm

**BAILEY PEDIATRIC BABY**

**1-10-701-10**

140 mm – 5 ½ "

A = 18 mm



**LEMMON STERNAL**

**1-10-701-18**


145 mm – 5 ¾ "

Spreizer für Kinder  
*Retractor for children*

**1-10-701-20**

180 mm – 7"

Groß  
*Large*



TUFFIER

	S	L	B	T
<b>1-10-704-05</b>	178 mm	108 mm	45 mm	48 mm


Gekerbte Valven  
Roughened blades



TUFFIER

	S	L	B	T
<b>1-10-704-10</b>	178 mm	107 mm	45 mm	48 mm


Geriefte Valven  
Grooved blades



BADGLEY



	S	L	B	T
<b>1-10-704-15</b>	165 mm	108 mm	45 mm	50 mm

Valve mit vier Zähnen  
Blade with four prongs




RIENHOFF

	S	L	B	T
<b>1-10-705-05</b>	140 mm	116 mm	33 mm	30 mm





RIENHOFF

	S	L	B	T
<b>1-10-705-10</b>	140 mm	146 mm	45 mm	47 mm



HAIGHT

	S	L	B	T
<b>1-10-710-05</b>	126 mm	64 mm	31 mm	32 mm
<b>1-10-710-10</b>	126 mm	90 mm	31 mm	32 mm



## BURFORD

	S	L	B	T
<b>1-10-731-12</b>	208 mm	192 mm		

Inklusive je 1 Paar Seitenvalven  
Including 1 pair each of blades


<b>1-10-731-41</b>			65 mm	77 mm
<b>1-10-731-51</b>			65 mm	46 mm

## BURFORD

	S	L	B	T
<b>1-10-734-05</b>	200 mm	205 mm		

Inklusive je 1 Paar gelochter Seitenvalven, schräg, mit 2 Spitzen  
Including 1 pair each of perforated blades, inclined, with 2 spikes

<b>1-10-734-50</b>			64 mm	65 mm
<b>1-10-734-60</b>			64 mm	80 mm



## BURFORD-FINOCHIETTO CHILD

	S	L	B	T
<b>1-10-731-70</b>	157 mm	108 mm		

Inklusive je 1 Paar Seitenvalven  
Including 1 pair each of blades

<b>1-10-731-80</b>			44 mm	47 mm
<b>1-10-731-85</b>			45 mm	31 mm
<b>1-10-731-90</b>			33 mm	30 mm
<b>1-10-731-95</b>			23 mm	22 mm





1-10-731-90



1-10-731-85



1-10-731-95



**FINOCHIETTO BABY**

	S	L	B	T
<b>1-10-715-01</b>	55 mm	51 mm	15 mm	13 mm
<b>1-10-715-03</b>	75 mm	51 mm	15 mm	13 mm
<b>1-10-715-05</b>	80 mm	60 mm	21 mm	18 mm

Gerade Seitenarme  
*Straight arms*


	S	L	B	T
<b>1-10-715-07</b>	80 mm	60 mm	21 mm	18 mm

Gebogene Seitenarme  
*Curved arms*

**FINOCHIETTO CHILD**



	S	L	B	T
<b>1-10-717-50</b>	150 mm	111 mm	32 mm	28 mm

Gebogene Seitenarme, mit rundem Fenster  
*Curved arms, with circular fenestration*



**FINOCHIETTO BABY**


	S	L	B	T
<b>1-10-717-05</b>	80 mm	68 mm	21 mm	19 mm



## FINOCHIETTO

	S	L	B	T
<b>1-10-718-10</b>	200 mm	186 mm	66 mm	51 mm
<b>1-10-718-15</b>	265 mm	186 mm	66 mm	51 mm
<b>1-10-718-20</b>	310 mm	186 mm	66 mm	51 mm

Gerade Seitenarme  
*Straight arms*




## FINOCHIETTO

	S	L	B	T
<b>1-10-718-06</b>	148 mm	130 mm	45 mm	40 mm
<b>1-10-718-07</b>	148 mm	136 mm	45 mm	40 mm
<b>1-10-718-50</b>	200 mm	162 mm	65 mm	50 mm
<b>1-10-718-60</b>	200 mm	130 mm	65 mm	50 mm
<b>1-10-718-25</b>	200 mm	180 mm	65 mm	50 mm
<b>1-10-718-55</b>	220 mm	180 mm	65 mm	70 mm
<b>1-10-718-57</b>	250 mm	180 mm	65 mm	70 mm
<b>1-10-718-30</b>	265 mm	180 mm	65 mm	50 mm
<b>1-10-718-35</b>	310 mm	180 mm	65 mm	50 mm

Gebogene Seitenarme  
*Curved arms*





MORSE CHILD

	S	L	B	T
<b>1-10-720-01</b>	154 mm	125 mm	22 mm	15 mm



MORSE



	S	L	B	T
<b>1-10-720-05</b>	212 mm	148 mm	29 mm	23 mm

FAVALORO-MORSE

	S	L	B	T
<b>1-10-720-10</b>	212 mm	148 mm	29 mm	38 mm
<b>1-10-720-15</b>	212 mm	205 mm	29 mm	38 mm

PACIFICO-MORSE

	S	L	B	T
<b>1-10-720-20</b>	170 mm	148 mm	29 mm 29 mm	23 mm 34 mm




DE BAKEY ORIGINAL

	S	L	B	T
<b>1-10-722-00</b>	192 mm	153 mm		

Inklusive je 1 Paar Seitenvalven  
Including 1 pair each of blades

<b>1-10-722-10</b>			30 mm	30 mm
<b>1-10-722-15</b>			40 mm	40 mm
<b>1-10-722-20</b>			50 mm	50 mm



DE BAKEY ORIGINAL

	S	L	B	T
<b>1-10-724-00</b>	240 mm	170 mm		

Inklusive je 1 Paar Seitenvalven  
Including 1 pair each of blades

<b>1-10-724-10</b>			60 mm	60 mm
<b>1-10-724-15</b>			80 mm	50 mm
<b>1-10-724-20</b>			100 mm	40 mm



ANKENY small


	S	L	B	T
<b>1-10-706-07</b>	139 mm	114 mm	19 mm	23 mm

Mit 4 fest montierten Wechselvalven, natur eloxiertes Aluminium  
 With 4 fixed swivel blades, clear anodized aluminium

ANKENY large

	S	L	B	T
<b>1-10-706-12</b>	195 mm	289 mm	35 mm	35 mm


Mit 6 drehbaren Valven  
 With 6 swivel blades



HAIGHT-FINOCHIETTO

	S	L	B	T
<b>1-10-712-05</b>	98 mm	76 mm	31 mm	31 mm


Natur eloxiertes Aluminium  
 Clear anodized aluminium



## BURFORD-FINOCHIETTO

	S	L	B	T
<b>1-10-732-05</b>	135 mm	113 mm		
Inklusive je 1 Paar Seitenvalven Including 1 pair each of blades				
<b>1-10-732-30</b>			42 mm	34 mm
<b>1-10-732-40</b>			42 mm	48 mm


natur eloxiertes Aluminium  
clear anodized aluminium



## BURFORD-FINOCHIETTO


	S	L	B	T
<b>1-10-732-10</b>	200 mm	197 mm		
<b>1-10-732-15</b>	288 mm	197 mm		
<b>1-10-732-20</b>	330 mm	197 mm		
Inklusive je 1 Paar Seitenvalven Including 1 pair each of blades				
<b>1-10-732-50</b>			62 mm	47 mm
<b>1-10-732-60</b>			62 mm	65 mm

natur eloxiertes Aluminium  
clear anodized aluminium



CASTANEDA

	S	L	B	T
<b>1-10-736-05</b>	74 mm	60 mm	34 mm	11 mm
<b>1-10-736-10</b>	80 mm	80 mm	45 mm	13 mm
<b>1-10-736-15</b>	110 mm	126 mm	60 mm	17.5 mm




COOLEY CHILD

	S	L	B	T
<b>1-10-738-05</b>	74 mm	58 mm	17 mm	11 mm
<b>1-10-738-10</b>	101 mm	80 mm	30 mm	17 mm
<b>1-10-738-15</b>	74 mm	58 mm	17 mm	13 mm



COOLEY CHILD



	S	L	B	T
<b>1-10-738-20</b>	97 mm	77 mm	20.5 mm	17 mm



BAILEY FINOCHIETTO


	S	L	B	T
<b>1-10-738-50</b>	74 mm	58 mm	14 mm	12 mm

natur eloxiertes Aluminium  
clear anodized aluminium



COOLEY STERNUM

	S	L	B	T
<b>1-10-708-06</b>	137 mm	112 mm	46 mm	25 mm
<b>1-10-708-10</b>	170 mm	140 mm	52 mm	34 mm
<b>1-10-708-15</b>	194 mm	158 mm	102 mm	29 mm





DE BAKEY klein

	S	L	B	T
<b>1-10-721-05</b>	152 mm	144 mm		

Inklusive je 1 Paar Seitenvalven  
Including 1 pair each of blades

<b>1-10-721-30</b>			30 mm	30 mm
<b>1-10-721-40</b>			40 mm	40 mm
<b>1-10-721-50</b>			50 mm	50 mm



DE BAKEY groß


	S	L	B	T
<b>1-10-723-05</b>	241 mm	189 mm		



Inklusive je 1 Paar Seitenvalven  
Including 1 pair each of blades

<b>1-10-723-60</b>			60 mm	60 mm
<b>1-10-723-50</b>			80 mm	50 mm
<b>1-10-723-40</b>			100 mm	40 mm

optional  
optional

<b>1-10-723-80</b>			60 mm	80 mm
<b>1-10-723-90</b>			66 mm	50 mm






HARKEN Rippen- und Scapulaspreizer / *Rib and scapula spreader*

	S	L	B	T
<b>1-10-728-05</b>	280 mm	210 mm	65 mm	49 mm

Inklusive 1 Paar abnehmbarer Valven  
*Including 1 pair each of detachable blades*

<b>1-10-728-15</b>			50 mm	47 mm
--------------------	--	--	-------	-------





DUBOST Thoraxsperrerr

	S	L	B	T
<b>1-10-725-30</b>	160 mm	140 mm		

Inklusive je 1 Paar auswechselbaren Valven  
*Including 1 pair each of blades*

<b>1-10-725-40</b>			100 mm	30 mm
<b>1-10-725-50</b>			100 mm	40 mm
<b>1-10-725-60</b>			100 mm	50 mm





1-10-727-10





1-10-727-50



DUBOST Thoraxsperrer

	S	L	B	T
<b>1-10-725-80</b>	160 mm	140 mm		
Inklusive je 1 Paar Seitenvalven Including 1 pair each of blades				
<b>1-10-725-40</b>			100 mm	30 mm
<b>1-10-725-50</b>			100 mm	40 mm
<b>1-10-725-60</b>			100 mm	50 mm



Modell inkl. Mammariavalve (1-10-727-10) und Aufnahme (1-10-727-50)  
Model incl. mammary blade (1-10-727-10) and fixation blade (1-10-727-50)



Mammaria-Valve  
*Mammary blade*

IMA B-RETRACTOR

	S	L	B	T
<b>1-10-727-05</b>	134 mm	195 mm	150 mm	50mm



**IMA RETRACTOR**

**1-10-729-06**

komplett, Spreizweite: 230 mm  
inklusive

- 1 Rahmen mit Armen (1-10-729-04)
- 1 Doppelaufsteckvalve (1-10-729-09)
- 1 Doppel-Aufsteckvalve mit Nute zur Befestigung des T-Gestells (1-10-729-07)
- 1 T-Stück (1-10-729-15)
- 2 Universalklemmen mit Verzahnung (1-10-729-30)
- 2 COOLEY Drahtvalven klein, 25 mm (1-10-729-35)
- 1 COOLEY Drahtvalve medium, 40 mm (1-10-729-40)
- 1 COOLEY Drahtvalve groß, 50 mm (1-10-729-45)
- 2 biegsame RIBBON Valven (1-10-729-50)

complete, spreading width: 230 mm  
including:

- 1 Frame with arms (1-10-729-04)
- 1 Double fixation blade (1-10-729-09)
- 1 Double fixation blade with notch for fixation to T-rack (1-10-729-07)
- 1 T-clamp (1-10-729-15)
- 2 Universal clamps (1-10-729-30)
- 2 COOLEY small blade retractors, 25 mm (1-10-729-35)
- 1 COOLEY medium blade retractors, 40 mm (1-10-729-40)
- 1 COOLEY large blade retractors, 50 mm (1-10-729-45)
- 2 RIBBON malleable blades (1-10-729-50)



