




# Product Special

## Kaltlicht Retraktoren *Fiber Optic Retractors*



### Produktinformationen *Product information*

#### L-Retraktor

- Retraktoren mit integriertem Kaltlicht und Absaugung/Spülung.
- Ermöglicht eine zusätzliche Beleuchtung des Operationsfeldes.
- Erhältlich in verschiedenen Größen glatt und mit Zähnen.

#### L-Retractor

- Retractors with integrated cold light and suction/irrigation.
- Allows additional illumination of the operation field.
- Available in various sizes with and without teeth.

- = mit Zähnen | with teeth
- = glatt | without teeth

	Typ type	Breite width	Tiefe depth
<b>2-09-009-05</b>	■	24 mm	90 mm
<b>2-09-009-10</b>	■	30 mm	90 mm
<b>2-09-009-15</b>	■	30 mm	150 mm
<b>2-09-009-20</b>	■	30 mm	190 mm
<b>2-09-009-25</b>	■	24 mm	90 mm
<b>2-09-009-30</b>	■	30 mm	90 mm
<b>2-09-009-35</b>	■	30 mm	150 mm
<b>2-09-009-40</b>	■	30 mm	190 mm

Wundhaken mit Doppelhornheft und Kaltlicht  
*Fiber Optic Retractor with Suction Port*

made in GERMANY

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.

Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.